



# МАССАЖЕР ПЕРКУССИОННЫЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пожалуйста, прочитайте перед использованием

Модель: FF-PM-M 01

## **ЗАРЯДКА**

1. Перед первым применением аккумулятор должен быть полностью заряжен в течение 2 часов.
2. При зарядке. Подключите адаптер к разъему для зарядки аккумулятора и подключите его к электрической розетке.
3. Мигающий индикатор указывает на активную зарядку.
4. Когда аккумулятор полностью заряжен, цвет индикатора меняется с красного на зеленый.
5. Аккумулятор можно заряжать в любое время и при любом уровне заряда. Не используйте устройство во время зарядки.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

1. Сенсорный экран, переключение с помощью касания.
2. Для прекращения подачи питания установите выключатель питания в положении "ВЫКЛ".

## **ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ**

1. Протрите устройство слегка влажным полотенцем, затем насухо вытрите мягкой тканью.
2. Для хранения или транспортировки используйте картонную коробку, которая идет в комплекте.
3. Храните в сухом, хорошо проветриваемом месте без коррозионных газов, на расстоянии не менее 250 мм от земли. Не заворачивайте более чем в 5 слоев.
4. Если в течение длительного времени прибор не используется, его необходимо хранить в упаковке и заряжать каждые полгода.
5. Устройство может транспортироваться автомобилем, поездом, кораблем и самолетом.
6. Во время транспортировки устройство должно быть аккуратно и надежно закреплено, чтобы предотвратить сильную вибрацию, удары, переворачивания и падения, а также попадание влаги.

Скорость вибрации	Напряжение	Емкость аккумулятора	Размер продукта	Вес
30 уровней	16,8 В	2500 мАч	16,8 x 6,2 x 23 см	865 гр.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАССАЖНЫХ НАСАДОК

### 1. Насадка «Шар»



Сферическая форма насадки позволяет создавать рассеивающий эффект при равномерном и мягком воздействии. Подходит для расслабления и массажа поясницы, живота, ягодиц и ног. Рекомендовано использовать после физических нагрузок любителям мягкого фитнеса, танцев, йоги, аэробики и т.д. для расслабления мышц.

### 2. Насадка «Дуга»



Небольшой размер, лаконичный дизайн и дугообразная форма позволяет насадке прекрасно подстраиваться под форму тела, что оказывает прекрасный эффект. Подходит для поверхностных и глубоких мышц живота, груди и ног.

### 3. Насадка "Двойной шар»



С виду необычная форма насадки позволяет глубоко проработать мышцы спины и шеи, не задевая позвоночник во время массажа. Подойдет для расслабляющего массажа после тренировок и для поддержания в тонусе мышц корпуса.



#### 4. Насадка «Вилка»

Равное воздействие в двух точках и направленная и мощная стимуляция позволяет эффективно выполнять простой точечный массаж. Оптимальная ширина концов насадки позволяет избежать воздействия на позвоночник и шейные позвонки для лучшего эффекта. Подходит для использования на мышцах плечевого пояса, шейного отдела позвоночника и билатеральных мышцах. (Избегайте прямого воздействия на шейный отдел позвоночника во избежание травм).



#### 5. Насадка «Конус»

Простая форма обеспечивает интенсивное воздействие, направленное на глубокие мышцы. Подходит для подошв стоп, ладоней, ахилловых сухожилий, ромбовидных мышц.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСАДКИ



#### 1. Насадка «Палец»

Для расслабления и восстановления гибкости разных частей мышц.



#### 2. Насадка «Сектор»

Применяется для массажа шеи и сухожилий.



### 3. Зубчатая насадка

Подходит для массажа живота, внутренней и внешней части бедер. Для массажа икроножных мышц



### 4. Плоская выгнутая насадка.

Предназначена для проработки мышц брюшного пресса. Помогает хорошо расслабить мышцы



### 5. Плоская вогнутая насадка.

Уникальная насадка с твердыми пупырышками подойдет для массажа верхнего плечевого пояса, рук и ног. Часто используется для проработки бицепса.

## **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** **Ограничения и меры предосторожности**

**ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ОЖОГОВ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ, ПОЖАРА И ТРАВМ УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ИНСТРУКЦИЯМИ.**

1. Используется только для взрослых. Не использовать при травмах. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом.
2. Использовать только на чистой и сухой поверхности тела поверх одежды, слегка надавливая и двигая по телу примерно по 60 секунд на каждую зону.
3. Используйте режимы повышенной мощности на мягких тканях аккуратно, чтобы не испытывать дискомфорт и болевые ощущения. Не используйте в области головы, шеи и костей.
4. Используйте насадки, обеспечивающие наилучший эффект.

5. Синяки могут появляться вне зависимости от силы воздействия. При первом появлении дискомфорта или болевых ощущений в массируемых областях немедленно прекратите использование массажера.
6. Не помещайте посторонние предметы в вентиляционные отверстия перкуссионного массажера.
7. Не погружайте в воду. Храните вдали от жидкостей и источников тепла.
8. Не роняйте массажер и не используйте его не по назначению.
9. Заряжайте перкуссионный массажер только с помощью оригинальной зарядки.
10. Не изменяйте и не модифицируйте массажер.
11. Не подносите волосы, пальцы и другие части тела к стержню и тыльной стороне аппликатора во избежание защемления.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЕР БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ВАШЕГО ВРАЧА ВО ВСЕХ СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ.**

Беременность, диабет с осложнениями (невропатия или поражение сетчатки), ношение кардиостимулятора, недавно перенесенная операция, эпилепсия или мигрень, межпозвоночная грыжа, спондилолистез, спондилолиз, спондилез, недавно перенесенная замена сустава или ВМС, металлические штыри или пластины и любые другие жалобы на состояние здоровья. Люди с ограниченными возможностями и дети должны пользоваться массажером или любым другим вибрационным устройством только под присмотром взрослых. Эти противопоказания не означают полного запрета на использование вибрационного прибора или тренажера, но мы рекомендуем вам сначала проконсультироваться с врачом.

В настоящее время проводятся исследования по влиянию вибрационных упражнений на конкретные заболевания. Вероятно, это сократит указанный выше список противопоказаний. Практический опыт показал, что в ряде случаев вибрационные упражнения включаются в план лечения по рекомендации врача или физиотерапевта.

## ГАРАНТИЯ:

Если возникли какие-то проблемы с товаром, повреждения, недокомплект или не работает.

Пожалуйста, не спешите оставлять негативный отзыв.

С нами можно связаться любым удобным способом, мы обязательно ответим!

**С уважением, команда FELFRI!**

 +7 (916) 572 30 93

 @uqas\_support

 [uqas.official@gmail.com](mailto:uqas.official@gmail.com)

 [FELFRI.RU](http://FELFRI.RU)

## НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ:

Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- сильного загрязнения и запыления;
- повреждения животными;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами: отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

# 10

Насадок



45 дБ  
уровень шума



2500мАч  
батарея

# 6

Режимов  
интенсивности



Индикатор  
давления

Модель: FF-PM-M 01

Батарея: 2500мАч

Номинальное напряжение: 110-220В

Скорость: 2200-3200 об/мин

Мощность: 50 Вт

EMC CE FC RoHS  

Сделано в Китае